



Enceintes téflonnées pour digestion acide et synthèse hydrothermale chauffées et agitées

- Vous affranchit de l'utilisation d'une étuve
- Agitation par barreau magnétique
- Gamme adaptée aux modèles Parr Instrument Company, de 6 à 200 mL
- Facilement transportable
- Prêt à utiliser



Caractéristiques

- **Température** : jusqu'à 250°C
- **Vitesse de chauffe** : jusqu'à 5°C/min
- **Agitation** : jusqu'à 2000 tr/min
- **Affichage digital** : vitesse et température
- **Protection** : isolant thermique

